

血行を良くし、新陳代謝を促進して健康な身体を作る！

マグシャワーがパワーアップ（磁束密度が約2倍）して新発売

医療機器認証品 家庭用磁気治療器

# マグシャワー160



治療面

## ■ 特長

マグシャワー（従来品）に比べて磁束密度が80mTから約倍になり性能が格段に向上しました。

とてもコンパクトで場所をとらず、使い方も簡単です。コリのある部分に密着させることにより、装着部のコリをやわらげ、血行を促進します。

## ■ 家庭用磁気治療器とは？

家庭用磁気治療器マグシャワー160は、一般家庭の電気で交流の磁力線を発生させる治療器です。N極とS極が交互にいれかわり、体の中を磁力線がいったりきたりします。マグシャワー160は交流磁石（変化する磁石）発生機ですから、導体（電気の伝わる物、体の中の水分、血液、その他）を近づけると、その中に電気が発生します。これを誘導電流といいます。体内に発生した誘導電流は、血液や筋肉をイオン化させその働きを促進します。人間には、本来、自然治癒力がありますが、病気や高齢化でその力が衰えて来ます。マグシャワー160の誘導電流によって血液の循環が促進され、筋肉のコリや痛みが改善されます。

## ■ 磁気シャワーで肩こり解消！

血行不良による、肩のコリ、腰痛などに効果があります。また、血行障害のリハビリにも有効です。

## ■ 磁力の方向について

マグシャワー160は交流磁気ですから磁力の方向（N極、S極）は1秒間に富士川以西は60回、以東は50回交互に変化します。コンセントにプラグを差す方向は単体使用時ではどちら向きでも同じですが、2台以上同時に使用する場合は50cm以内に近づけると、電気の流れの方向が同じ場合は互いに反発し、反対の場合は互いに引合います。電気の方向が判る様にプラグに赤丸シールが貼ってあります。並べて使う場合は、赤丸を同じ方向に体を挟んで両側から使う場合は赤丸を逆方向に差し込んでください



## ■ マグタイマー（サイクルタイマー）別売り

別売りのマグタイマーは1時間に1回、10分・20分・30分間いずれかの時間、自動的に治療をおこないますので、就寝中でも治療が続けられます。

## ■ 使用上の注意

お使いになる前に、必ず取扱説明書をお読み下さい

次のような医用電気機器との併用は、影響を与える可能性があるので使用しないでください

- ① ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受け易い体内植込み形医用電気機器を使用中の方
- ② 脳脊髄液短絡術用圧可変式シャント [頭皮下に埋め込んで脳脊髄液を腹腔にパイパスする目的で長時間使用し、磁気を利用しバルブ圧を変更することで脳脊髄液の流量が変更可能な医療機器] などの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用中の方
- ③ 人口透析をされている方
- ④ 乳幼児・妊娠中の方

## ■ 構成

本体（電源コード1m） 1  
マグホッパー（磁力確認用磁石） 1



仕様	表面磁束密度	150/125mT 最大180mT
	定格電源	AC100V 50/60Hz
	定格容量	135/115VA 11/9W
	連続使用時間	30分間以内（30分タイマー内臓）
医療機器認証番号		22100BZX01040000

製造販売元 **ハマ電工株式会社**

医療機器製造販売業許可番号 22B2X00021号

住所 静岡県浜松市浜北区豊保245-1

TEL 053(588)0311 FAX 053(588)0314

E-mail hamadenko@tokai.or.jp

URL <http://www4.tokai.or.jp/hamadenko/>